

Art. 0154220


PRODUKTINFORMATION

Seitenschläferkissen

Format: 150 x 35 cm

Hülle: 100 % Baumwolle, Naturfaser aus kontrolliert biologischem Anbau, anschmiegsames Körper-Gewebe, mit verdecktem Reißverschluss

Füllung: ca. 48 Liter / 4800 g **Bio-Hirseschalen mit Kautschuk**
Nachfüllbeutel mit 250 g für die individuelle Füllmengendosierung



Entdecken Sie dieses Kissen in seiner ganzen **Vielseitigkeit**:

1. **Seitenschläfer** nutzen es gerne, um das angewinkelte obere Bein und den oberen Arm bequem zu lagern. Das entspannt auch den Lendenwirbelbereich. Sind beide Beine gleich angewinkelt, kann es zwischen den Knien als Polsterung dienen (zu diesem Zweck kann auch das Knie-Lagerungskissen 60x25 cm hilfreich sein)
2. **Bauchschläfern** kann es zu einer leichten seitlichen Drehung verhelfen. Die Halswirbelsäule muss dann nicht so sehr verdreht werden und die Atmung ist freier.
3. Seine besonderen Stützeigenschaften und seine gute Atmungsfähigkeit empfehlen dieses Kissen auch für verschiedene Anwendungen in der **Pflege** (z.B. 30°-Lagerung).
4. Als Liegehilfe in der **Schwangerschaft** kann es sehr wohltuend sein - und später hilfreich im täglichen Einsatz als **Stillkissen** (oder auch das schlankere und längere Stillkissen 170x28 cm)
5. Vielleicht haben Sie sich auch im **Sofabereich** schon einmal ein formbares Stützkissen dieser Art gewünscht ...

Hirseschalen sind anschmiegsam wie weicher Sand und bei Bewegung praktisch lautlos. Damit ihre vorteilhaften Eigenschaften im Gebrauch erhalten bleiben, werden sie in einem Bad aus Natur-Kautschukmilch eingeweicht. Sobald der Saft des Gummibaumes die Getreideschalen durchdrungen und gesättigt hat, werden sie getrocknet und erhitzt. Der feste Kautschuk mit seiner unverwüstlichen Strapazierfähigkeit gibt ihnen Stabilität und lange Haltbarkeit. Hirseschalen mit Kautschuk sind staubfrei und sehr widerstandsfähig gegen Feinabrieb. Ihre Offenporigkeit und ihre hohe Kapazität Feuchtigkeit aufzunehmen bleiben erhalten.

Gepürfte Bio-Qualität

speltex® Bio-Hirseschalen wurden gemäß den Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 gewonnen. Sie werden vom LACON-Institut (staatlich zugelassene Prüfstelle gemäß EU-Bioverordnung) auf ihre Herkunft aus Bioanbau geprüft. Die Kautschukmilch stammt aus einem ökologischen Fair Trade Projekt in Süd-Indien.

Pflege

Die Füllung kann bis 60° C gewaschen werden, vorzugsweise in einem speziellen Wäschenetz. Das ermöglicht eine rasche Trocknung unter mehrmaligem Wenden in der Sonne oder im Trockner. Bitte achten sie auf vollständige Trocknung.

Möchten Sie ein flacheres, nachgiebiges Kissen, entnehmen Sie etwas von der Füllung. Durch Zugabe bekommen Sie ein höheres Kissen und mehr stützende Festigkeit. Die durch den Kautschuk leicht flockig aneinander haftenden Schalen lösen sich im Gebrauch voneinander. Die Füllung wird dadurch noch geschmeidiger.

Durch die Kautschukimprägung sind die Schalen sehr bruchstabil und über viele Jahre nutzbar. Sie rollen sich in der Phase des Einliegens etwas ein. Um den für Sie optimalen Liegekomfort zu erhalten, ist es dann sinnvoll das Füllvolumen entsprechend Ihren Wünschen etwas aufzufüllen.



Art. 0154221

PRODUKTINFORMATION

Seitenschläferkissen

Format: **150 x 35 cm**

Hülle: 100 % Baumwolle, Naturfaser aus kontrolliert biologischem Anbau, anschmiegsames Körper-Gewebe, mit verdecktem Reißverschluss

Füllung: ca. 48 Liter / 3900 g **Bio-Dinkelspelzen mit Kautschuk** mit 2-facher Imprägnierung Nachfüllbeutel mit 250 g für die individuelle Füllmengendosierung



Entdecken Sie dieses Kissen in seiner ganzen **Vielseitigkeit**:

1. **Seitenschläfer** nutzen es gerne, um das angewinkelte obere Bein und den oberen Arm bequem zu lagern. Das entspannt auch den Lendenwirbelbereich. Sind beide Beine gleich angewinkelt, kann es zwischen den Knien als Polsterung dienen (zu diesem Zweck kann auch das Knie-Lagerungskissen 60x25 cm hilfreich sein)
2. **Bauchschläfern** kann es zu einer leichten seitlichen Drehung verhelfen. Die Halswirbelsäule muss dann nicht so sehr verdreht werden und die Atmung ist freier.
3. Seine besonderen Stützeigenschaften und seine gute Atmungsfähigkeit empfehlen dieses Kissen auch für verschiedene Anwendungen in der **Pflege** (z.B. 30°-Lagerung).
4. Als Liegehilfe in der **Schwangerschaft** kann es sehr wohltuend sein - und später hilfreich im täglichen Einsatz als **Stillkissen** (oder auch das schlankere und längere Stillkissen 170x28 cm)
5. Vielleicht haben Sie sich auch im **Sofabereich** schon einmal ein formbares Stützkissen dieser Art gewünscht ...

Dinkelspelzen nehmen den Liegedruck sehr gleichmäßig auf und bieten ein hohes Maß an Luftaustausch gegen Wärmestau und Schwitzen. Nach sorgfältiger Siebung und Sortierung weichen wir Pelzen unserer Premium-Auslese in einem Bad aus Natur-Kautschukmilch ein. Sobald sie der Saft des Gummibaumes durchdrungen und gesättigt hat, werden sie getrocknet. Der feste Kautschuk mit seiner fast unverwüstlichen Strapazierfähigkeit gibt ihnen Stabilität und lange Haltbarkeit. Dinkelspelzen mit Kautschuk sind staubfrei und sehr widerstandsfähig gegen Feinabrieb. Ihre Offenporigkeit und ihre hohe Kapazität Feuchtigkeit aufzunehmen bleiben erhalten. Rund 240.000 in sich nachgiebige, leicht federnde Pelzen sorgen in diesem Kissen für eine anschmiegsame Formung getreu Ihrer Körperkonturen. Sie stützen Kopf und Nacken auf besonders entspannende Weise.

Gepürfte Bio-Qualität

speltex® Bio-Dinkelspelzen wurden gemäß den Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 gewonnen.

Sie werden vom LACON-Institut (staatlich zugelassene Prüfstelle gemäß EU-Bioverordnung) auf ihre Herkunft aus Bioanbau geprüft. Die Kautschukmilch stammt aus einem ökologischen Fair Trade Projekt in Süd-Indien.

Pflege

Die Füllung kann bis 60° C gewaschen werden, vorzugsweise in einem speziellen Wäschenetz. Das ermöglicht eine rasche Trocknung unter mehrmaligem Wenden in der Sonne oder im Trockner. Bitte achten sie auf vollständige Trocknung.

Möchten Sie ein nachgiebigeres, flacheres Kissen, entnehmen Sie etwas von der Füllung. Durch Zugabe bekommen Sie ein höheres Kissen und mehr stützende Festigkeit.

Durch die Kautschukimprägnierung sind die Pelzen sehr bruchstabil und über viele Jahre nutzbar. In der Phase des Einliegens wird Ihre Form ein wenig flacher. Um den für Sie optimalen Liegekomfort zu erhalten, ist es dann sinnvoll das Füllvolumen entsprechend Ihren Wünschen aufzufüllen.




das liegt mir.